

ぽーさぽーとクラウド

操作マニュアル

POW  
support

マニュアルバージョン: V1.0.0

2024年8月1日

ぽーさぽーとプロジェクト

# 改版履歴

版番号	改版日	改訂内容
1.0.0	2024.8.1	初版

## 目次

1	はじめに.....	2
2	事前準備.....	2
3	QRコードラベルを印刷しましょう！.....	3

# 1 はじめに

---

ぼーさぼーとクラウドをご利用いただきありがとうございます。

ぼーさぼーとプロジェクトでは、義肢・装具・車椅子を、利用者様に快適に安心してご利用いただくための Web サイトを設けています。

当アプリで登録した製品情報を、この Web サイトで利用者様が参照することができます。

# 2 事前準備

---

brother 社製ラベルプリンター「P-TOUCH CUBE PT-P710BT」をパソコンで利用できる設定を行います。手順の詳細については、brother 社のサイトまたはラベルプリンターに同梱されている取扱説明書にてご確認ください。

## ① ラベルプリンター充電

ラベルプリンター「P-TOUCH CUBE PT-P710BT」は充電式です。付属の USB ケーブルでパソコンに接続するなどして充電 LED が消えるまで充電してください。

## ② ソフトウェアダウンロード

brother の Web ページ【ソフトウェア/製品マニュアルのダウンロード】の URL をクリックします。

※2021 年 9 月現在の URL

[https://support.brother.co.jp/i/b/downloadtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=es\\_p710btjp](https://support.brother.co.jp/i/b/downloadtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=es_p710btjp)

ご利用 PC の Windows バージョンを選択し、使用許諾に同意の上、ファイルをダウンロードしてください。

## ③ ソフトウェアインストール（※インターネットに接続できる環境で実施してください）

ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックしてインストールを開始してください。

## ④ P-touch Editor からラベルプリントできることを確認

P-touch Editor を起動し、ラベルがプリントできることを確認します。

事前準備は以上です。

### 3 QRコードラベルを印刷しましょう！

<https://powsp.powsupport.com> からログイン後、「製品登録」画面で必要な情報を入力・選択して、「保存」ボタンをクリックします。

製品登録

シリアル番号: 00043

製品番号: [空]

器具種類: [選択してください]

器具区分: [選択してください]

器具名: [選択してください]

器具型式: [選択してください]

その他名称: [空]

製作日: [年/月/日]

利用制度: [選択してください]

製作病院: [選択してください]

製作者: ○△□義肢製作所 株式会社

備考: [空]

左右:  右  左  両方

保存

Copyright © 2019 POW Support Project All rights reserved.

左右:  右  左  両方

修理情報登録

保存

QRプリント

製品が登録されました

保存されると表示される「QRプリント」ボタンをクリックすると、ぽーさぼーと Windows アプリが起動します。「〇〇mmプリント」ボタンをクリックすると、ラベル印刷が始まります。

ラベルテープのサイズは、ラベルプリンタに設定したテープによって決まります。

印刷できない場合は、ぽーさぼーとアプリ\_インストール手順書「2. 事前準備」の手順で、お使いのPCからプリンターで印刷できることをご確認ください。



QRコードラベルを貼付して補装具をユーザー様にお渡しする際、ホームページで提供している「補装具ユーザー様向けパンフレット」と「補装具ユーザー様向けご利用のながれ」を印刷して一緒にお渡しすることをお勧めします。パンフレットの下部左側の白色背景欄には、事業書名、電話番号などを入力し、ご活用ください。

### 補装具ユーザー様向けパンフレット



### 補装具ユーザー様向けご利用のながれ

ご利用のながれ

① ご利用の補装具に貼付されたQRコードをスマートフォンで読み取ります

② 表示されたURLにブラウザでアクセスし[ユーザー登録]をタップします

③ 設定情報を入力し、[登録]をタップします

④ 確認後、ログインページからログインします

⑤ 登録したメールアドレスに送付されたワンタイムURLをクリックします

⑥ ログイン後、お使いの器具情報が参照できます

A large, light pink circular graphic containing the text "POW support". The word "POW" is in a bold, white, sans-serif font, with a white heart shape inside the letter 'O'. The word "support" is in a white, lowercase, serif font below it.

**POW**  
support